

## 2\*蛋白上样缓冲液(非变性)

货号: **HKW2023**

### 【产品信息】

产品名称	产品货号	规格	有效期
2*蛋白上样缓冲液(非变性)	HKW2023	1ml	一年

### 【产品简介】

本产品蛋白上样缓冲液是以溴酚蓝为染料, 2 倍浓缩的蛋白上样缓冲液, 用于非还原的 SDS-PAGE 蛋白样品的电泳上样。本产品主要成分包含 Tris-HCl 缓冲液、甘油、SDS 及溴酚蓝。

### 【储存与运输】

冰袋 (wet ice) 运输;  $-20^{\circ}\text{C}$  保存, 有效期 12 个月。

### 【使用方法】

1. 蛋白样品与 2×蛋白上样缓冲液 (非变性) 的等体积比例充分混合均匀。
2. 金属浴或者沸水浴加热 3-5 min, 使蛋白样品充分反应。
3. 冷却至室温后即可加到点样孔中。

### 【注意事项】

1. 使用前确保产品充分复温。

2. 操作时请穿实验服，佩戴一次性手套。