

# 脱脂奶粉

货号: HKW2090

## 【产品信息】

产品名称	产品货号	规格	有效期
脱脂奶粉	HKW2090	100g	一年

## 【产品简介】

脱脂奶粉一般用于 Western Blot 实验中作为封闭液。使用脱脂奶粉配制成溶液作为封闭剂或抗体稀释溶液,可以有效减少一抗或二抗和膜的非特异性结合,降低背景,增强信噪比。常用 TBST 作为溶剂,建议使用浓度 3%-5%。

## 【储存与运输】

常温保存与运输;有效期 12 个月。

## 【使用方法】

可溶于 TBST 溶液中,建议使用浓度 3%-5%。

## 【注意事项】

1. 现配现用,按需配制,溶液不可长期保存。
2. 操作时请穿实验服,佩戴一次性手套。